

Es sencillamente **fotológico**

La tecnología fotocromática LifeRx® tiene gran sentido para su negocio. He aquí por qué:



RAZÓN #1

Desempeño Superior

Las lentes de policarbonato LifeRx tienen calidad cristalina en interiores, se oscurecen con rapidez en exteriores, y vuelven a aclararse más rápido que los principales productos de la competencia.



RAZÓN #3

Disponibilidad

No hay sustituciones, no hay esperas, solo producto. Ninguna otra lente fotocromática de policarbonato tiene la profundidad de las lentes fotosensibles LifeRx.



RAZÓN #2

Nueva tecnología/ Durabilidad superior

La función fotocromática tiene lugar debajo de la superficie. Hasta entonces los lentes se oscurecían en su masa, o en su superficie. La tecnología de un LifeRx es nueva y diferente, encapsula una película foto cromática entre dos placas de policarbonato; esto le brinda máxima protección a la actividad fotosensible. Además, el modelo de precios de LifeRx ayuda al crecimiento de este segmento de lentes en su negocio y a su vez permiten un buen margen de ganancias.



RAZÓN #4

Flexibilidad

Los modelos de negocios varían. Ya sea que tenga un negocio pequeño, grande, mediano o poco convencional, podemos ayudarlo. Desde programas de comercialización y promociones diseñados a la medida, hasta opciones de marca privada y herramientas de punto de venta, nuestro departamento de mercadotecnia está a su disposición.

Quando los clientes piden "lentes que cambian", ofrézcales el desempeño superior, la mayor durabilidad y el valor de las lentes fotosensibles LifeRx, la alternativa más clara, rápida y duradera.

"Sinceramente, es la mejor lente fotocromática en el mercado. Al considerar la amplia gama de estilos, varios de los cuales son exclusivos, y tener en cuenta el precio y el desempeño, LifeRx es la opción obvia."

Richard Stewart
Vicepresidente de
Manufactura
Nationwide Vision

Exclusivo de LifeRx

Las exclusivas lentes LifeRx D28 bifocales, D35 bifocales y 7x28 trifocales son las únicas lentes fotocromáticas de policarbonato de su tipo que existen en el mercado.



LifeRx
LIGHT-RESPONSIVE LENSES

Enfrentemos los hechos.

LifeRx® es la alternativa fotocromática fotológica.

¡La lente máxima para uso diario!

- Más duradera y resistente a impactos
- Vida útil más larga
- Se desactiva de un 30% a un 180% más rápido que la más nueva generación de lentes fotocromáticas de nuestros competidores
- Menor amarilleo
- Compatible con recubrimientos antirreflejantes
- Compatible con todos los estilos de armazones, incluso sin montura

Tecnología optimizada

LifeRx es una lente más rápida, clara y duradera.

La resina de policarbonato de alta sensibilidad permite que el tinte sea transparente como el cristal.


Tinte fotocromático formulado para aclararse más rápido que las principales lentes fotocromáticas.

Rápido oscurecimiento, con activación en menos de un minuto.

Endurecido con recubrimiento Tegra® para brindar mayor resistencia a rasguños.

100% de protección contra los perjudiciales rayos UVA y UVB del sol.

Policarbonato más delgado y ligero, para un aspecto más atractivo.



Disponibilidad de productos LifeRx®

Producto	Diámetro	Rango de graduación	Colores	Bases	Cilindro y adiciones
LifeRx FSV	65mm, 75mm	+2.00 a -6.00	Gris, Café	-	-2.00 cil
LifeRx FSV Vivid AR	65mm, 75mm	+2.00 a -6.00	Gris, Café	-	-2.00 cil
LifeRx Asférica SFSV	75mm	+8.00 a -14.00	Gris, Café	0.50, 1.50, 2.50, 3.50, 4.25, 5.50, 6.00, 6.50, 7.50	-
LifeRx SFSV	75mm	+6.00 a -14.00	Gris, Café	0.50, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.25, 6.25, 7.50	-
LifeRx D28 Bifocal	75mm	+7.00 a -10.00	Gris, Café	0.50*, 2.00, 4.00, 6.25, 8.50	+1.00 a +4.00
LifeRx D35 Bifocal	75mm	+5.00 a -10.00	Gris, Café	2.00, 4.00, 6.25	+1.00 a +3.00
LifeRx 7x28 Trifocal	75mm	+5.00 a -10.00	Gris, Café	2.00, 4.00, 6.25	+1.50 a +3.00
Outlook® LifeRx Progresiva	80mm	+6.50 a -10.00	Gris	1.50, 3.50, 5.00, 6.50, 7.50	+0.75 a +3.50
Novel® LifeRx Progresiva	80mm	+6.50 a -10.00	Gris, Café	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 a +3.00
Novella® LifeRx Progresiva	75mm	+6.50 a -10.00	Gris, Café	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 a +3.00
VISION EASE Everywhere LifeRx Progresivo Digital	-	+6.00 a -10.00	Gris, Café	-	+1.00 a +4.00
VISION EASE Everywhere + LifeRx Progresivo Digital	-	+6.00 a -10.00	Gris, Café	-	+1.00 a +4.00
VISION EASE Sportwrap LifeRx VS Digital	-	+5.00 a -5.00	Gris, Café	-	-
VISION EASE Sportwrap LifeRx Progresivo Digital	-	+4.00 a -4.00	Gris, Café	-	+1.00 a +4.00

*+2.00 a +3.00



+1.320.251.8782
<http://esp.visionease.com>

