

Ahora Disponible
en FT28 y Progresivos

El paisaje está
cambiando.


change^{rx}
PHOTOCHROMICS

Las nuevas lentes
fotosensibles ChangeRx
entregan rendimiento
comparativo o mejor que
las lentes más vendidas a
un precio que le trae más
beneficios a su negocio.

¡La ideal lente fotosensible de plástico!

Transmisión de luz en interiores es comparativo
(89,1%) a lentes de plástico normales

Se activa rápidamente hasta alcanzar la categoría 3
de un lente de sol, de acuerdo a las normas ISO, en
menos que 60 segundos al 10° C

Un tono (color) uniforme a través el proceso de activación

Un 100% de protección de UVA y UVB

Ligero y cómodo: resina dura de 1,50 con una gravedad
específica de 1,18 g/cc


Precios asequibles

VISION-EASE
WORLDWIDE

INDEPENDIENTE. POR ESO NOS PREOCUPAMOS.

Fabricación de “en masa” se basa en el rendimiento.

La tecnología de ChangeRx® crea una lente que se activa y se aclara muy rápido.




Las moléculas fotosensibles se armonizan con todo el monómero del lente de plástico.

Fotosensible de Plástico Comparación del Rendimiento

Total transmisión de luz (TTL) al 22° C (72° F)


Claridad en interiores al máximo

Antes de la exposición al UV, lentes ChangeRx están las más claras lentes fotosensibles de plástico y son equivalentes a lentes normales de plástico.




TTL de activación después 2 minutos en exteriores

Lentes ChangeRx se activan rápido al ISO Categoría 3 de un lente de sol.



TTL de aclararse después 2 minutos en interiores

Después 2 minutos en interiores, lentes ChangeRx están más claras que lentes principales en la categoría.



Producto	Diámetro	Rango de Poderes	Colores	Bases	Adiciones
ChangeRx SFSV (Con y Sin Capa Anti-Raya)	75mm	-14.00 a +9.00	Gris, Marrón	0.50, 1.00, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25, 7.25, 8.00, 10.25*	
ChangeRx SFSV (Con Capa Anti-Raya)	70mm	-14.00 a +7.00	Gris, Marrón	0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.25	
Novel ChangeRx (Con Capa Anti-Raya)	80mm	-10.00 a +6.50	Gris, Marrón	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 a +3.00
Novella ChangeRx (Con Capa Anti-Raya)	75mm	-10.00 a +6.50	Gris, Marrón	1.50, 3.00, 4.00, 5.00, 7.00	+1.00 a +3.00
ChangeRx FSV (Con Capa Anti-Raya)	65mm, 70mm	-6.00 a +3.00 esf; al -2.00 cil	Gris, Marrón		
ChangeRx FSV AR (Con Capa Anti-Raya)	65mm, 70mm	-6.00 a +3.00 esf; al -2.00 cil	Gris, Marrón		
ChangeRx FT28 (Con Capa Anti-Raya)	75mm	-10.00 a +6.50 esf; al -4.00 cil	Gris, Marrón	0.50, 2.25, 4.25, 6.25, 8.00	+1.00 to +3.00

* 70mm Contáctese a su Representante al +1 320-251-8782.